






RS. HARAPAN SEHATI

Jl. Raya Tegar Beriman, Kp. Pondok Manggis RT.01/04, Bojong Baru, Bojong Gede, Kabupaten Bogor
Telp. (021) 87972380 - (021) 87972985 - (021) 87972881 Email : rsharapansehati@gmail.com

NOTULEN KEGIATAN

Agenda Kegiatan : Rapat Komite K3 RS. Harapan Sehati (Daftar Resiko dan Komponen Kritikal Utilitas Tahun 2025) MFK 8 EP 2 Sistem Utilitas
Tanggal : 15 Desember 2025
Waktu : 14.00-selesai

NO	HASIL RAPAT
1	Form daftar Resiko dan Komponen Kritikal Utilitas tahun 2026 disetujui dan disahkan untuk digunakan di tahun 2026
2	Resiko tertinggi pada Genset dan gas medis O2
3	Metigasi yang ada sudah memadai tinggal ditingkatkan kembali uji cobanya
4	Evaluasi Insiden tahun 2025 tidak ada mati listrik diatas 5 menit sistem kontinjensi berjalan dengan baik
5	Evaluasi Insiden tahun 2025 tidak ada kebocoran gas medis atau tekanan turun dibawah 40 Psi dan pompa air rusak sehingga tidak ada air semua berjan dengan baik
6	Evaluasi Insiden tahun 2025 tidak ada kebocoran gas medis atau tekanan turun dibawah 40 Psi dan pompa air rusak sehingga tidak ada air semua berjalan dengan baik

PEMIMPIN RAPAT

dr. Habib Fathoni MARS
Direktur RS

NOTULIS

Dinawati Traya Hidayat A.Md Keb
Sekretaris K3

Mak 8 of 2



**DAFTAR RESIKO DAN KOMPONEN KRITIKAL SISTEM UTILITAS
RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI
TAHUN 2025**

NO	SISTEM UTILITAS	KOMPONEN KRITIKAL	POTENSI RESIKO /GAGAL FUNGSI	DAMPAK KE PELAYANAN	SKOR RESIKO	MITIGASI /RENCANA KONTINJENSI	PENANGGUNG JAWAB
1	LISTRIK	GENSET 300 KVA	GENSET GAGAL START SAAT PLN PADAM	OK, ICU, IGD ,RANAP DAN SARANA PADAM/GELAP BISA MENYEBABKAN PASIEN MENINGGAL	TINGGI	PEMANASAN SEMINGGU DUA KALI, UJI COBA BEBAN 1 BULAN SEKALI , STOK SOLAR UNTUK 8 JAM TERSEDIA DAN VENDOR SIAGA 24 JAM	IPSRS
2	AIR BERSIH	POMPA AIR UTAMA	POMPA RUSAK AIR TIDAK ADA SAMA SEKALI	OK, ICU, IGD ,RANAP DAN SARANA TIDAK ADA AIR YANG BISA DIGUNAKAN	TINGGI	MEMILIKI 2 POMPA, MEMPUYAI CADANGAN AIR GWT, TOREN 2 , KONTAK VENDOR AIR	IPSRS DAN KESLING
3	GAS MEDIS	MANIFOLD 02 SENSOR	KEBOCORAN / TEKANAN TURUN DIBAWAH 40 PSI	OK, ICU, IGD ,RANAP TIDAK ADA OXYGEN PASIEN MENINGGAL LEMAS	SANGAT TINGGI	CEK TEKANAN OXYGEN SENTRAL SERTA MANIFOLDNY SETIAP HARI, SIPAKAN TABUNG CADANGAN	IPSRS
4	AC SPLIT DUCK	AHU RUANG OK	AC MATI SUHU DIBAWAH 24 DERAJAT TEKANAN NEGATIF	OPERASI DITUNDA ,RESIKO INFEKSI TINGGI	TINGGI	CADANGKAN AC SPLIT, SERVICE RUTIN ,TUNDA OPERASI NON EMERGENCY	IPSRS
5	KOMUNIKASI	SERVER PABX / TELPON	TELPON IGD, OK ,ICU MATI	DOKTER TIDAK BISA DIPANGGIL EMERGENCY	TINGGI	UJI FUNGI , PUNYA HT, GROUP WA EMERGENCY	IPSRS

Dikaji Ulang tanggal 3 Januari 2026

Di ketahui oleh,

Ka.IPSRS

Wahna Suryana

